

Carl-Oskar



Stabil
Utomhus
Ergonomi



Rollatorn Carl-Oskar är Human Cares välkända bästsäljare. Den har en flexibilitet i chassit som gör att den är stabil även på ojämna ytor som till exempel i utomhusmiljö.



Carl-Oskar är en säker och tillförlitlig uterollator som finns i fyra olika bredder med en maximal brukarvikt på 150 kg. Rollatorn har en flexibilitet i chassit som gör att den är stabil även på ojämna ytor som till exempel i utomhusmiljö. Carl-Oskar är lätt att manövrera och har ergonomiska handtag för ett bekvämt och stabilt grepp.

Lätt att fälla ihop

Carl-Oskar fälls enkelt ihop från sida till sida och kan stå stadigt i ihopfällt läge. Den tar också upp minimalt med plats när den är ihopfälld och kan därför enkelt transporteras.



Carl-Oskar är lätt att fälla ihop och står stadigt och utan stöd i ihopfällt läge. Rollatorn finns även med luftpumpade hjul och som en förstärkt modell med en maximal brukarvikt på 275 kg.

Ergonomiska handtag och enkel bromsning

För att kunna erbjuda dig bästa möjliga ergonomi har handtagen ett stabilt och bekvämt grepp. Den ergonomiska designen säkerställer jämn viktfordelning och handtagen är också justerbara för att du ska hitta det grepp som passar dig.

Stabil även på ojämna ytor

De stora stabila hjulen gör rollatorn väldigt lätt att manövrera och stabil. Rollatorn är en av de mest stabila på marknaden.



Tillbehör och funktioner



Bricka

Art. nr. 57 cm-modeller:
10651.

Art. nr. 62cm, 67cm och 72
cm modeller: 10602



Släpbroms

Tillbehör som gör rollatorn
mindre lätttrullad.

Art. nr.10620

Säljs i par.



Käpphållare


Underlättar medtagandet av
käppen.

Art. nr.10603



Enhandsbroms

Möjliggör att styra bromsarna
med en hand. Art.
nr.10652



Ryggband

Art. nr. 57 cm, 62cm, 67
cm-modeller: 10621.


Art. nr. 72cm modeller:
10655



Steghjälp

Underlättar förflyttningen
över hinder.

Art.nr:10612



Syrgashållare

Ger säker förvaring av
syrgastub.

Art. nr.10615



Korg med handtag

Underlättar vid inköp och
utflykter.

Art. nr.10601

Maxvikt: 10 kg




HP-handtag

Underarmsstöd (RA-handtag)
] för svag sida &
enhandsbroms till motsatt
sida. Art. nr, vänster: 22115,
höger: 22116



Sitsöverdrag

Sitsöverdrag som värmer
under vintern och gör sitsen
skönare. Art. nr. 91093



Lamp-kit

Hjälper dig och din rollator
att synas i mörkret. Art. nr.
91091



Lås

För låsning av rollator. Art.
nr. 91092




Reflex-kit

Hjälper dig och din rollator
att synas i mörkret. Art. nr.
91090



Väsk-kit

Väsk-kit perfekt för att få
plats med matvaror. Art. nr.
57 och 62-modeller: 91095.
Art. nr. 67 och 72-modeller:
91096



Droppställning

Art nr 92907

Tekniska specifikationer

Artikelnamn	Art. nr.	Min. höjd	Max. höjd	Sitthöjd	Bredd	Bredd mellan handtagen	Hjulstorlek	Vikt	Max brukarvikt
Carl-Oskar 57	11150	77 cm	95 cm	64 cm	57 cm	37 cm	30 cm x 5 cm	11,1 kg	150 kg
Carl-Oskar 62	11250	77 cm	95 cm	64 cm	62 cm	42 cm	30 cm x 5 cm	11,3 kg	150 kg
Carl-Oskar 67	11350	77 cm	95 cm	64 cm	67 cm	47 cm	30 cm x 5 cm	11,4 kg	150 kg
Carl-Oskar 72	11450	77 cm	95 cm	64 cm	72 cm	52 cm	30 cm x 5 cm	11,5 kg	150 kg
Carl-Oskar Hög 57	11154	82 cm	100 cm	64 cm	57 cm	37 cm	30 cm x 5 cm	11,1 kg	150 kg
Carl-Oskar Hög 62	11254	82 cm	100 cm	64 cm	62 cm	42 cm	30 cm x 5 cm	11,3 kg	150 kg
Carl-Oskar Hög 67	11354	84 cm	102 cm	64 cm	67 cm	47 cm	30 cm x 5 cm	11,4 kg	150 kg
Carl-Oskar Hög 72	11454	84 cm	102 cm	64 cm	72 cm	52 cm	30 cm x 5 cm	11,5 kg	150 kg
Carl-Oskar Luftpumpade hjul 57	11151	77 cm	95 cm	64 cm	57 cm	37 cm	30 cm x 5 cm	11,1 kg	150 kg
Carl-Oskar Luftpumpade hjul 62	11251	77 cm	95 cm	64 cm	62 cm	42 cm	30 cm x 5 cm	11,3 kg	150 kg
Carl-Oskar Luftpumpade hjul 67	11351	77 cm	95 cm	64 cm	67 cm	47 cm	30 cm x 5 cm	11,4 kg	150 kg
Carl-Oskar Luftpumpade hjul 72	11451	77 cm	95 cm	64 cm	72 cm	52 cm	30 cm x 5 cm	11,5 kg	150 kg
Carl-Oskar förstärkt 62	61225	77 cm	95 cm	64 cm	62 cm	42 cm	30 cm x 5 cm	13,2 kg	275 kg
Carl-Oskar förstärkt 67	61325	77 cm	95 cm	64 cm	67 cm	47 cm	30 cm x 5 cm	13,3 kg	275 kg
Carl-Oskar förstärkt 72	61425	77 cm	95 cm	64 cm	72 cm	52 cm	30 cm x 5 cm	13,4 kg	275 kg