

# Rebel

Le déambulateur de haute qualité Rebel est compact et facile à utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Rebel est sécuritaire et fiable et est disponible en quatre différentes largeurs<sup>1</sup> pour convenir à une multitude d'utilisateurs. Avec une capacité pondérale de 140 kg/308,7 lb, il est stable et facile à manœuvrer même sur des surfaces accidentées ou inégales. Le Rebel dispose de poignées confortables et ergonomiques pour une prise stable et confortable.

Le pliage est facile et le déambulateur tient par lui-même en position pliée. Le Rebel est également disponible en modèle renforcé avec une capacité pondérale maximale de 250 kg/551 lb. L'image montre avec un dossier et un panier.<sup>2</sup>



## Parfait à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur

À la maison ou en déplacement, le déambulateur Rebel est le choix parfait! Son cadre flexible et des roues stables permettent au déambulateur de rouler en douceur sur pratiquement n'importe quelle surface.

## Design compact

Le Rebel dispose d'un système de pliage latéral qui lui permet de tenir solidement et par lui-même lorsqu'il est plié, le rendant très facile à transporter.

## Poignées ergonomiques et freinage facile









Afin de vous offrir la meilleure ergonomie, les poignées offrent une prise stable et confortable. Celles-ci sont ergonomiques et distribuent de manière uniforme le poids que vous y mettez. De plus, l'angle des poignées est réglable, de manière à ce que vous puissiez trouver la position optimale pour vos mains.

<sup>1</sup>Toutes les largeurs ne sont pas disponibles dans tous les pays. <sup>2</sup>Inclus avec déambulateur au Canada.



Rebel renforcé

## Accessoires

	<b>Plateau</b> Pratique pour déposer de légers articles. No. de produit: Grandeur 57 cm: 10651, Grandeur 62cm, 67cm et 72cm: 10602		<b>Frein à un main</b> Permet à l'utilisateur de contrôler le freinage avec une seule main. No. de produit : 10652		<b>Porte-bouteille d'oxygène</b> Maintient la bouteille d'oxygène correctement en place. No. de produit : 10615
	<b>Frein ralentisseur</b> Empêche le déambulateur de se déplacer trop rapidement et permet de contrôler la vitesse de marche de l'utilisateur. No. de produit : 10620		<b>Dossier</b> Procure un appui pour le dos lorsqu'en position assise. No. de produit: Grandeur 57 cm, 62cm et 67 cm: 10621. Grandeur 72cm: 10655		<b>Panier avec poignée</b> Panier idéal pour magasiner. No. de produit : 10601
	<b>Porte-canne</b> Simplifie le transport d'une canne ou d'un parapluie. No. de produit : 10603		<b>Monte-trottoir</b> Aide à soulever le déambulateur pour monter un trottoir. No. de produit : 10612		

## Spécifications techniques

Description	No. de produit	Hauteur de poignée minimale	Hauteur de poignée maximale	Hauteur du siège	Largeur	Distance entre les poignées	Diamètre des roues	Poids	Capacité pondérale maximale
Rebel 57cm/22,4po	22140	75 cm/	93 cm/	62 cm /	57 cm / 22,4po	37 cm / 14,6po	20 x 4 cm /	9,5 kg / 20,9 lb	140 kg /
Rebel 62cm/24,4po	22240	29,5po	36,6	24,4po	62 cm / 24,4po	42 cm / 16,5po	7,9po x 1,6po	9,6 kg / 21,2 lb	309 lb
Rebel 67cm/26,4po	22340				67 cm / 26,4po	47 cm / 18,5po		9,7 kg / 21,4 lb	
Rebel 72cm/28,3po	22440				72 cm / 28,3po	52 cm / 20,5 po		9,9 kg / 21,8 lb	
Rebel bas, 57cm/22,4po	22141	68 cm/	86 cm/	54 cm /	57 cm / 22,4po	37 cm / 14,6po	20 x 4 cm /	9,2 kg / 20,3 lb	140 kg /
Rebel bas, 62cm/24,4po	22241	26,8po	33,8po	21,3po	62 cm / 24,4po	42 cm / 16,5po	7,9po x 1,6po	9,4 kg / 20,7 lb	309 lb
Rebel bas, 67cm/26,4po	22341				67 cm / 26,4po	47 cm / 18,5po		9,5 kg / 20,9 lb	
Rebel bas, 72cm/28,3po	22441				72 cm / 28,3po	52 cm / 20,5 po		9,7 kg / 21,4 lb	
Rebel renforcé, 62cm/24,4po	71221	75 cm/	93 cm/	62 cm /	62 cm / 24,4po	47 cm / 18,5po	20 x 4 cm /	11,5 kg / 25,4 lb	250 kg /
Rebel renforcé, 67cm/26,4po	71321	29,5po	36,6po	24,4po	67 cm / 26,4po	52 cm / 20,5 po	7,9po x 1,6po	11,6 kg / 25,6 lb	551 lb
Rebel renforcé, 72cm/28,4po	71421				72 cm / 28,3po	52 cm / 20,5 po		11,8 kg / 26,0 lb	

Spécifications supplémentaires: Distance entre les roues (standard) : Modèle de base : 47,7 cm / 18,8po, Modèle renforcé : 46,7 cm / 18,4po, Grandeur du siège : Modèle de base : 31,5 x 17,8 cm / 12,4 x 7po, Modèle renforcé : 40 x 17,8 cm / 15,8 x 7po, Distance replié : 25cm / 9,8po