



**HUMAN CARE**  
Your Life. Your Way.



**Hygiäne**

# Introductie

Human Care produceert en levert mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met specifieke behoeften. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk onderdeel te vormen van het leven voor alle gebruikers.

Human Care is in 1993 opgericht en heeft sindsdien een eervolle reputatie op het gebied van patiëntenzorg opgebouwd. Onze 20 jaar ervaring komt tot uiting in een breed assortiment van eersteklas producten, waarmee we hoge klantwaarde bieden en tegemoet kunnen komen aan alle wensen van onze klanten. Onze belangrijkste productgebieden zijn: Hygiëne, Mobiliteitshulpmiddelen, liftoplossingen, medische bedden, multifunctionele behandel- en transportstoelen en veiligheidsproducten voor de badkamer voor mensen met verminderde mobiliteit.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden en onze dochterbedrijven bevinden zich in de VS, Canada, USA, Nederland en Australië. Daarnaast werken wij samen met distributeurs in meer dan 20 andere landen. Veiligheid, kwaliteit en bruikbaarheid komen bij ons vóór alles. Onze inspanningen zijn permanent gericht op de bewaking en verbetering van de hoogste kwaliteit in al onze producten. Met onze producten leveren wij wat we beloven, in elk detail en in elk aspect.

Welkom bij Human Care.



# Inhoud

	Pagina
Dolfijn	4
Orka Douchewagen	6
Dolfijn Junior	7
Orka Junior	7

# Dolfijn

## Dolfijn

De Dolfijn douche- toiletstoel, is de bekende roestvrijstalen douche- en toiletstoel met elektrische kantel- en hoogteverstelling. De Dolfijn is ontworpen voor algemeen gebruik; compleet met hoofdsteen, voetensteun en opklapbare armleggers met voorsluiting. De Dolfijn kent een pakket met maatwerkopties, die tevens achteraf bevestigd kunnen worden.

Het wassen, douchen en verschonen van patiënten/cliënten is een intensieve en tijdrovende activiteit. Daarnaast is de fysieke belasting voor de verzorgende hoog, vanwege het langdurig in een voorovergebogen houding werken. Het wassen en douchen met de elektrisch in hoogte verstelbare Dolfijn, vermindert deze fysieke belasting aanzienlijk. Daarnaast kan de Dolfijn de arbeidsproductiviteit verhogen doordat er minder "handelingen" verricht hoeven te worden.

## Dolfijn Plus

De Dolfijn Plus is ontworpen voor obese cliënten en kan worden gebruikt voor algemeen gebruik, maar ook voor zeer complexe zorgsituaties. De Dolfijn Plus is standaard voorzien van een gepolsterde rugleuning, zitting en armsteunen.

Het frame van de Dolfijn serie is standaard voorzien van meerdere bevestigingspunten. Hierdoor is het mogelijk om diverse aanpassingen te maken, zonder dat daarbij de duurzaamheid in gevaar komt.



Dolfijn



Dolfijn Plus

## Technische specificaties

Beschrijving	Art. nr.	Laagste stand kussen	Hoogste stand	L x B kussen	L x B basis
Dolfijn	400000	50 cm	106 cm	43 x 43 cm	80 x 65 cm
Dolfijn Plus	400002	50 cm	103 cm	50 x 55 cm	80 x 72 cm
Wiel diameter	Maximaal gewicht		Keurmerk	Keuring	
125 mm	180 kg		CE + IPX4	1 x periodiek STIGAH	
125 mm	250 kg		CE	1 x periodiek STIGAH	

## Aanpasbaar aan iedere wens en behoefte

Voor alle Dolfijn douche-/toiletstoelen is een pakket standaard opties beschikbaar die tijdens de fabricage kunnen worden gemonteerd. Daarnaast is er een pakket met maatwerk opties, die achteraf bevestigd kunnen worden. Hieronder treft u enkele opties.

Zijpelot romp



Verlengde voetenplaat



Zijpelot bovenbeen



Comfort voetsteun



Diverse gepolsterde gordels



## Navolgende individuele opties zijn beschikbaar:

Beschrijving	Beschrijving	Beschrijving
Hoofdsteun op maat	Zijpelot heup	Po-geleiders
Verlengde maantjes	Zitting op maat	Ondersteek
Rugleuning op maat	Diverse gordels	RVS emmer
Rug instelbaar maken	Zitting op maat	Kinder uitvoering
Duwbeugel aanpassen	Abductieklos	Obese uitvoering
Armleggers aanpassen	Comfort beensteunen	Ombouwen naar zelfrijder
Diverse armleggers	Comfort voetsteunen	Mini uitvoering (verlagen)
Zijpelot romp	Insteekbuizen aanpassen	Diverse gepolsterde delen
Zijpelot bovenbeen	Voetplaat op maat	En nog veel meer

De meeste aanpassingen zijn op aanvraag en daarom niet voorzien van een artikelnummer. Neem voor meer informatie of voor het ontvangen van een offerte contact met ons op. Indien uw individuele aanpassing er niet tussen zit, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

# Orka Douchewagen

De Orka douchewagen is elektrisch hoog-laag verstelbaar, met hoekverstelling en centraal remsysteem.

De Orka douchewagen is een robuust en comfortabel hulpmiddel voor het douchen van liggende patiënten. De douchewagen is uitgerust met een hygiënisch en zacht matras, met een hoofdkussen van uitstekende en waterdichte kwaliteit. Voor het afvoeren van het douchewater kan er optioneel gebruikt worden gemaakt van een waterdrainagesysteem.

Door het centrale remsysteem en rijrichting fixatie, is de douchewagen snel en gemakkelijk te manoeuvreren. De grote wielen zorgen, voor zowel de patiënt als de verzorgende, voor een schokvrij transport. De eenvoudig te openen veiligheidshekken zijn aan beide zijden gemonteerd.



De matras is verkrijgbaar in bijna iedere RAL kleur.

## Technische specificaties

Beschrijving	Art. nr.	Lengte	Breedte	Binnenmaat matras	Elektrisch verstelbaar van	Maximaal gewicht persoon
Orka Hydraulisch	Orka H	206 cm	81 cm	65 cm x 190 cm	58 tot 103 cm	135 kg
Orka Elektrisch	Orka E					
Maximaal werklast	Hoekverstelling	Wiel diameter	Beschermingsklasse	Eigen gewicht		
175 kg	40 graden	200 mm	IPX4	104 kg		

## Dolfijn Junior

Douche-/toiletstoel voor kinderen



Het wassen, douchen en verschoneren van fysiek beperkte kinderen/kleine mensen is een intensieve en tijdrovende activiteit. Daarnaast is de fysieke belasting voor de verzorgende hoog, vanwege het langdurig werken in een voorovergebogen houding. Het wassen en douchen met de elektrisch in hoogte verstelbare Dolfijn Junior vermindert deze fysieke belasting aanzienlijk. Daarnaast kan de Dolfijn Junior de arbeidsproductiviteit verhogen, doordat er minder "handelingen" verricht hoeven te worden.

Art. nr.	Laagste stand kussen	Hoogste stand kussen	L x B kussen
400001	50 cm	96 cm	38,5 x 33,5 cm
L x B extern	Wiel diameter	Max. gewicht	Keurmerk
78 x 60 cm	Geremd achter en voor 125 mm	180 kg	CE + IPX4

## Orka Junior

Verstelbare douchewagen



De Orka Junior is een elektrische hoog-laag verstelbare douchewagen met centraal remsysteem. De Orka Junior is een robuust en comfortabel hulpmiddel voor het douchen van liggende patiënten. De douchewagen is uitgerust met een hygiënisch en zacht matras, met een hoofdkussen van uitstekende en waterdichte kwaliteit. Voor het afvoeren van het douchewater wordt er gebruik gemaakt van een waterdrainagesysteem.

Beschrijving	Art. nr.	Laagste stand matras	Hoogste stand matras	L x B matras
Orka Junior Hydraulisch Orka Junior Elektrisch	Orka HK Orka EK	60 cm	108 cm	60 x 150 cm
L x B extern	Keurmerk	Max. gewicht	Wiel diameter	
76 x 166 cm	CE + IPX4	135 kg	Wielen 200 mm (centraal remsysteem)	



# HUMAN CARE

Your Life. Your Way.

### AUSTRALIA

Unit 9, 271 Wells Road  
Chelsea Heights, Victoria 3196  
Phone: +61 3 8773 1111  
Fax: +61 3 9773 4008  
info.au@humancaregroup.com

### CANADA

10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Phone: 613.723.6734  
Fax: 613.723.1058  
info.ca@humancaregroup.com

### SWEDEN

Årstaängsvägen 21C  
117 43 Stockholm  
Phone: +46 8 665 35 00  
Fax: +46 8 665 35 10  
info.se@humancaregroup.com

### NEDERLAND

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Phone: 0577-412171  
Fax: 0577-412170  
info.nl@humancaregroup.com

### UNITED STATES

4210 S. Industrial Drive, Suite 160  
Austin, TX 78744  
Phone: 512.476.7199  
Fax: 512.476.7190  
info.us@humancaregroup.com